

# BeSafe iZi Kid

## Velegnet for barn fra 0- ca 4 år/0-18 kg



### Standard:

- Ekstra myk polstring i seteenhet
- Fikseringsvest
- 5-punkts belte
- Regulerbar setetilt
- Hodestøtte, regulerbar
- Sidestøtter, stillbare
- Abduksjonskloss
- Støtteben

Her får du markedets sikreste bilsete. I en uttalelse nylig kom det frem at dette bilsete vurderes til å være opptil 5 ganger sikrere, enn tilsvarende bilsete montert i kjøretøret.

HTS og Medema jobber kontinuerlig for å få frem toppmoderne løsninger som er krasjtestet ned til minste detalj. Tilgjengelig for barn med manglende

stabilitet, som har behov for mer støtte og komfort! Bakovervendt sikkerhet kombinert med enkel bruk. Løsningen inkluderer stillbare sidestøtter, abduksjonskloss, regulerbar hodestøtte.

**"Special need restraint"** er testen som gir grunnlag for lovlige endringer, fra stoler på det kommersielle marked.

Alle våre bilseter er testet i henhold til "Special need restraint", dette framgår tydelig av eget godkjeningsnummer på stolens bakside. Setene med all tilbehør oppfyller de strengeste kravene til sikkerhet og har derfor både ECE4404 og Special need restraint, med eget referanse-nummer.



Målskjema horisontalt underlag	iZi Kid	iZi Comfort
Setevinkelingsintervall	*25,28,31,34,37 grader	18,22,25,30 grader
Kilepute	*13 grader	13 grader
Sete og kilepute kombinert	38,41,44,50 grader	31,35,38,43 grader
Rygg høyde (fra setepute til ryggens topp)	56 cm	56 cm
Skulder høyde (fra setepute til skulderbelte)	30,34,38 cm	30,34,38 cm
Setedybde	31 cm	31 cm
Setebredde (målt bakerst i sete)	24 cm	24 cm
Setebredde (målt i forkant sete)	29 cm	29 cm
Maks bredde mellom sidestøtter	21 cm	21 cm
Godkjent vektklasse	0-18 kg	9-18 kg
Vekt	11 kg	7,4 kg

\* Målt fra horisontalt underlag  
Husk at det først og fremst er godkjent vektklasse og ikke presise mål som er avgjørende.  
Mange små barn sitter med strake bein i bilsete

Varenr	Varenavn
BE100-77	BeSafe iZi Kid, spesialmodell, grønn
BE100-66	BeSafe iZi Kid, spesialmodell, mørk grå
BE1010	Sparketrek BeSafe til sete mot kjøretøret
BE2020	Sparketrek m/lomme BeSafe, til sete i kjøretøret
BE111-77	Solskjerm, grønn
BE111-66	Solskjerm, mørk grå
BE99	Kilepute

# BeSafe iZi Comfort

## Velegnet for barn fra 1- ca 4 år/9-18 kg



### Standard:

- Ekstra myk polstring i seteenhet
- Fikseringsvest
- 5-punkts belte
- Regulerbar setetilt
- Hodestøtte, regulerbar
- Sidestøtter, stillbare
- Abduksjonskloss

### Barnets fordeler

- Ergonomisk passform med god støtte
- Bra plass for bena
- Barnets gode hodebeskyttelse hindrer ikke utsyn
- Flere justerbare sitte- og liggestillinger
- Passer for barn mellom 0-18 kg
- Myk og rund design på stolen

### Foreldrenes fordeler

- Monteringssystemet reduserer risikoen for feilmontering
- Enkel etterstramming av bilbeltet
- Enkel tilgjengelighet til bilsetets belter
- Lett å forandre barnets sittestilling
- Lett å justere bilsetets belter når barnet vokser



Kilepute er krasjetestet og godkjent. Løsningen gir økt setetilt, noe som ofte er nødvendig på bakovervendte bilster


Tilgjengelig for barn med manglende stabilitet, som har behov for mer støtte og komfort! Løsningen inkluderer stillbare sidestøtter, abduksjonskloss, regulerbar hodestøtte.

“Special need restraint” er testen som gir grunnlag for lovlige endringer, fra stoler på det kommersielle marked. Alle våre

bilseter er testet i henhold til “Special need restraint”, dette framgår tydelig av eget godkjeningsnummer på stolens bakside. Setene med all tilbehør oppfyller de strengeste kravene til sikkerhet og har derfor både ECE4404 og Special need restraint, med eget referansenummer.



Varenr	Varenavn
BE200-77	BeSafe iZi Comfort, spesialmodell, grønn
BE200-66	BeSafe iZi Comfort, spesialmodell, mørk grå
BE1010	Sparketrek BeSafe til sete mot kjøretning
BE2020	Sparketrek m/lomme BeSafe, til sete i kjøretning
BE111-77	Solskjerm, grønn
BE111-66	Solskjerm, mørk grå
BE99	Kilepute



Bilseter som  
kombinerer design,  
funksjon og sikkerhet

# BeSafe iZi Up

## Velegnet for barn fra 4-12 år/15-36 kg

### Standard:

- Krasjtestet med alt tilleggsutstyr
- Ekstra oppbygging av lårstøtter
- Sidestøtter regulerbare
- Abduksjonskloss
- Myk seteenhet
- Stillbar rygg høyde og setedybde
- Regulerbar ryggvinkel
- Forberedt for dreieskive
- Forberedt for vest
- Forberedt for skrittsele

BeSafe iZi Up er nå tilgjengelig for barn og ungdom opp til ca 135 cm, med manglende stabilitet, som har behov for mer støtte og komfort! Løsningen er testet med stillbare side-tøtter, abduksjons-kloss, regulerbar hodestøtte, vest og skrittsele, dreieskive og ekstra oppbygging av lårstøtte.



**“Special need restraint”** er testen som gir grunnlag for lovlige endringer, fra stoler på det kommersielle marked. Alle våre bilseter er testet i henhold til “Special need restraint”, dette framgår tydelig av eget godkjeningsnummer på stolens bakside. Setene med all tilbehør oppfylder de strengeste kravene til sikkerhet og har derfor både ECE4404 og Special need restraint, med eget referansenummer.



Målskjema horisontalt underlag	iZi Up
Setevinkelingsintervall	Ikke vinkelregulerbar
Kilepute	*13 grader
Sete og kilepute kombinert	*13 grader
Rygg høyde (fra setepute til ryggens topp)	56-74 cm
Skulder høyde (fra setepute til skulderbelte)	(kun vest og 3-pkt)
Setedybde	27-36 cm (avh av rygg)
Setebredde (målt bakerst i sete)	30 cm
Setebredde (målt i forkant sete)	35 cm
Maks bredde mellom sidestøtter	31 cm
Godkjent vektklasse	15-36 kg
Vekt	8 kg

\* Kilepute kan ikke kombineres med dreieskive  
 Husk at det først og fremst er godkjent vektklasse og ikke precise mål som er avgjørende. Mange små barn sitter med strake bein i bilsete

Varenr	Varenavn
BE400-S	BeSafe iZi Up, mørk grå
BE400-GR	BeSafe iZi Up, grønn
BE400-VS	Vest str small iZi Up
BE400-VM	Vest str medium iZi Up
BE400-VL	Vest str large iZi Up
BE400-SKR	Skrittsele iZi Up
BE400-SVING	Dreieskive for mont under sete på iZi Up