

Fitform Vario Pro

- sitte på sunt grunnlag!



- Enkel oppreisning uten å miste balansen
- Alle sitte- og liggeposisjoner er mulige
- Kan tilpasses enhver kroppsbygning
- Unik ryggstøtte og setejustering
- Svingskive med automatisk låsing
- Omfattende størrelse-/ tilbehørsprogram
- Sjøkkleie
- Meget robust og stabil
- Mulighet for ekstra lang fotstøtte

Stol med oppreisningsfunksjon med tre motorer og flere el-funksjoner og reguleringsmuligheter enn de fleste andre løfte- og hvilestoler.

Løftemekanismen på standardstolene, setebredde 45, 51 er godkjent for brukervekt på hele 150 kg, setebredde 57 for 175 kg og setebredde 63 for 250 kg. Vi kan også levere individuelt tilpassede stoler i breddene 69, 75 og 80 cm på bestilling.

Skal man sitte riktig og godt må stolen passe!

Fitform Vario Pro std modeller

Setebredde cm	45,51, 57,63 (69,75,80)
Setedybde cm	44-53
Setehøyde cm	40-60 (fra 36 med tilbehør)
Montert m/svingbart understell	42-62
Rygghøyde cm	84 (72, 94) (72 cm std. på Mini)
Armlenehøyde cm	16-29
Benstøttelengde	44-55 (+8 cm, tilbehør)
Max høyde benst.	83
Max brukervekt	150kg (sb 57 175kg, sb 63 250kg)
Vekt	fra 69 kg
Ryggvinkel grader	95-135*
Sjøkkleie **	ja
Korsryggstøtte	hdreg
Benstøtte	lvreg, lengde 44-55 cm (63 cm m/tilbehør)

* + tilfunksjon helt til sjøkkleie

** man får føttene høyere enn hjertet

Standard

- Setehøyde - regulerbar 40-60 cm (med tilbehør fra 36 cm)
- Setedybde - regulerbar 44/47/50/53 cm
- Armlen - høyderegulerbare 18-29 cm
- Fotstøtte - regulerbar i lengde (lengde 44-55 cm (63) m/tilbehør) og vinkel
- Korsryggstøtte - regulerbar m.luft i høyde/tykkelse
- Ryggoverdel - vinkelstillbar
- Hodestøtte - regulerbar med motvekt
- Elektrisk setetilt
- Kan innstilles i 4 ulike løftevinkler, inklusive rettløft
- Sjøkkleie
- Alle el-funksjoner kan betjenes uavhengig av hverandre
- Sidelommer
- Svingskive eller regulerbare ben
- Stoff eller hud (sort)
- Alle funksjoner reguleres uavhengig av hverandre

Fitform Vario Pro

Hvilestilling

Ved å tilte setet og regulere ryggen ytterligere bakover, kommer man i hvilestilling. I denne stillingen er belastningen på ryggraden minimal. Kroppsvekten blir optimalt fordelt og man oppnår behagelig avslapning av kroppen. Siden benene kan komme høyere enn hjertet (sjokkleie), avlastes blodomløpet.



Sittestilling

Det å sitte rett opp stiller de høyeste kravene til stillingen til ryggraden. Ettersom lenestolen passer til brukerens kroppsbygning, har bekkenet riktig stilling, ryggraden blir fullstendig støttet, samtidig som benene avlastes. Slik oppnås en avslappet sitteholdning.



Oppreisningsstilling

Her løftes brukeren ut av stolen og gjør det dermed enklere å reise seg. Siden hele stolen løftes og dreies bakover, kan benene bli stående uten at knærne presses fremover. Slik reduseres faren for å miste balansen eller å falle. Oppreisningsfunksjonen kan innstilles i fem ulike bevegelser inklusiv rettløft.



Avslapningsstilling

Ved hjelp av reguleringen av fotbrett, setetilt og rygg kommer du i en ideell avslapningsstilling hvor kroppsfunksjonene kan ta seg opp igjen. Rygggraden avlastes i høy grad og musklene, senene og leddene er avslappet. Kroppsvekten fordeles over større flate og dette reduserer risikoen for lokalt trykk og eventuelt trykksår.



Fitform Vario Pro

Ulike modeller og størrelser



Setebredde 45 cm, Lav rygg 72 cm
(alt. 84 cm). Maks brukervekt 150 kg



Setebredde 51 cm
Maks brukervekt 150 kg



Setebredde 57 cm og 63 cm
Maks brukervekt 175/250 kg



Svingbart understell



Lagerføres med regulerbar fot eller
svingbart understell.



Svingbart understell

Fitform Vario Pro

Ulike modeller og størrelser

Stoler med oppreisningsfunksjon med NAV-avtale		
Stoler stoff std understell inkl nakkepute	Varenr	HMS nr.
Fitform Vario Pro sb45 mini stoff	FP-45	159210
Fitform Vario Pro sb51 stoff	FP-51	159211
Fitform Vario Pro 57 stoff 175kg	FP-57	159212
Fitform Vario Pro 63 stoff 250kg	FP-63	159213
Stoler stoff svingbart understell inkl nakkepute	Varenr.	HMS nr.
Fitform Vario Pro Swing sb45 mini stoff	FP-45S	159214
Fitform Vario Pro Swing sb51 stoff	FP-51S	159215
Fitform Vario Pro Swing 57 stoff 175kg	FP-57S	159216
Fitform Vario Pro Swing 63 stoff 250kg	FP-63S	159217
Stoler hud std understell inkl nakkepute	Varenr.	HMS nr.
Fitform Vario Pro sb45 mini hud	FP-45-H	159218
Fitform Vario Pro sb51 hud	FP-51-H	159219
Fitform Vario Pro 57 hud 175kg	FP-57-H	159220
Fitform Vario Pro 63 hud 250kg	FP-63-H	159221
Stoler hud svingbart understell inkl nakkepute	Varenr.	HMS nr.
Fitform Vario Pro Swing sb45 mini hud	FP-45S-H	159222
Fitform Vario Pro Swing sb51 hud	FP-51S-H	159223
Fitform Vario Pro Swing 57 hud 175kg	FP-57S-H	159224
Fitform Vario Pro Swing 63 hud 250kg	FP-63S-H	159225



Fitform Vario Pro avbildet i skinn

Stolene leveres standard i sort stoff eller sort hud inkl. nakkepute, to sidelommer og regulerbar korsryggstøtte. Alternative farger/større størrelser kan leveres på bestilling. Ved privat kjøp av avvikene stoler kreves et depositum på 25%.

Alle sitte- og liggeposisjoner er mulige, og kan reguleres trinnløst.



Fitform Vario Pro

Alternative rygger



- Rygg med sidestøtte
- Rygg multitolpasning/kyfose
- Rygg multitolpasning/kyfose m/sidestøtte
- Rygg ekstra myk
- Rygger i ulike høyder
- Spesialrygger kan leveres på bestilling

Multitolpasnings ryggene er utstyrt med regulerbart remsystem, og ryggene er leddet flere steder. Velegnet ved avvikende kroppsform, eksempelvis kyfose, scoliose, etc. **Virkelig en problemløser!**



Varenr.	HMS art.nr	Varenavn Rygger
FP150-4584	159353	Rygg stol oppreis Fitform sb45 høy u.trekk rh84 korsryggstøtte luft hreg
FP154-51	159346	Rygg stol oppreis Fitform sb51 multitolpasning / kyfose u.trekk 2leddet m remmer rh84
FP154-45	159347	Rygg stol oppreis Fitform sb45 multitolpasning / kyfose u.trekk 2leddet m remmer rh84
FP154-57	159348	Rygg stol oppreis Fitform sb57 multitolpasning / kyfose u.trekk 2leddet m remmer rh84
FP154-63	159349	Rygg stol oppreis Fitform sb63 multitolpasning / kyfose u.trekk 2leddet m remmer rh84
FP155-45	159350	Rygg stol oppreis Fitform sb45 multitolpasning / kyfose /sidestøtte u.trekk 2leddet m remmer rh84
FP145-51	159351	Rygg stol oppreis Fitform sb51 multitolpasning / kyfose /sidestøtte u.trekk 2leddet m remmer rh84
FP155-57	159352	Rygg stol oppreis Fitform sb57 multitolpasning / kyfose /sidestøtte u.trekk 2leddet m remmer rh84
FP150-5194	159354	Rygg stol oppreis Fitform sb51 ex høy u.trekk rh94 korsryggstøtte luft hreg
FP151-51	159355	Rygg stol oppreis Fitform sb51 sidestøtte u.trekk rh84 korsryggstøtte luft hreg
FP151-45	159356	Rygg stol oppreis Fitform sb45 sidestøtte u.trekk rh84 korsryggstøtte luft hreg
FP151-57	159357	Rygg stol oppreis Fitform sb57 sidestøtte u.trekk rh84 korsryggstøtte luft hreg
FP153-51	159358	Rygg stol oppreis Fitform sb51 ekstra myk u.trekk rh84 korsryggstøtte luft hreg
FP153-45	159359	Rygg stol oppreis Fitform sb45 ekstra myk u.trekk rh84 korsryggstøtte luft hreg
FP153-57	159360	Rygg stol oppreis Fitform sb57 ekstra myk u.trekk rh84 korsryggstøtte luft hreg
Varenr.		Varenavn Trekk til rygger
FP610-4584		Trekk stol oppreis Fitform sb45 rygg rh84 stoff
FP612-51		Trekk stol oppreis Fitform sb51 rygg multitolpasning rh84 stoff
FP612-45		Trekk stol oppreis Fitform sb45 rygg multitolpasning rh84 stoff
FP612-57		Trekk stol oppreis Fitform sb57 rygg multitolpasning rh84 stoff
FP612-63		Trekk stol oppreis Fitform sb57 rygg multitolpasning rh84 stoff
FP612-51-S08		Trekk stol oppreis Fitform sb51 rygg multitolpasning rh84 hud
FP612-45-S08		Trekk stol oppreis Fitform sb45 rygg multitolpasning rh84 hud
FP612-57-S08		Trekk stol oppreis Fitform sb57 rygg multitolpasning rh84 hud
FP611-51		Trekk stol oppreis Fitform sb51 rygg m sidestøtte rh84 stoff
FP611-45		Trekk stol oppreis Fitform sb45 rygg m sidestøtte rh84 stoff
FP611-57		Trekk stol oppreis Fitform sb57 rygg m sidestøtte rh84 stoff
FP611-51-S08		Trekk stol oppreis Fitform sb51 rygg m sidestøtte rh84 hud
FP611-45-S08		Trekk stol oppreis Fitform sb45 rygg m sidestøtte rh84 hud
FP611-57-S08		Trekk stol oppreis Fitform sb57 rygg m sidestøtte rh84 hud
FP610-4584-S08		Trekk stol oppreis Fitform sb45 rygg rh84 hud sort

Fitform Vario Pro

Alternative seter



- Sete trykkavlastning
- Sete trykkavlastning, myk
- Sete ekstra mykt
- Sete lav (setehøyde fra 36cm)
- Plansete (for bruk av alt puter)
- Coxitsete (spesialtilpasning)
- Sammenhengende - heldekkende trekk sete/benstøtte

Setene kan enkelt tas av uten verktøy slik at man lett kan gjøre utprøvinger/tilpassninger med ulike setetyper/mykhet.

Varenr.	HMS art.nr.	Alternative seter (benytt std setetrekk)
FP141-51	159361	Sete stol oppreis Fitform sb51 ekstra myk m remmer avtagbar u trekk
FP141-45	159362	Sete stol oppreis Fitform sb45 ekstra myk m remmer avtagbar u trekk
FP141-57	159363	Sete stol oppreis Fitform sb57 ekstra myk m remmer avtagbar u trekk over 90kg
FP142-51	159364	Sete stol oppreis Fitform sb51 trykkavlastning m remmer avtagbar u trekk
FP142-45	159365	Sete stol oppreis Fitform sb45 trykkavlastning m remmer avtagbar u trekk
FP142-57	159366	Sete stol oppreis Fitform sb57 trykkavlastning m remmer avtagbar u trekk
FP142-63	159367	Sete stol oppreis Fitform sb63 trykkavlastning m remmer avtagbar u trekk
FP143-51	159368	Sete stol oppreis Fitform sb51 trykkavlastning myk m remmer avtagbar u trekk <70kg
FP143-45	159369	Sete stol oppreis Fitform sb45 trykkavlastning myk m remmer avtagbar u trekk <70kg
FP144-51	159370	Sete stol oppreis Fitform sb51 ekstra lav sh fra 36cm m remmer avtagbar u trekk <90kg
FP144-45	159371	Sete stol oppreis Fitform sb45 ekstra lav sh fra 36cm m remmer avtagbar u trekk <90kg
200-PS-SPES	143689	Plansete (tilpasning /seteplate u polstring) lages tekn avd
FP146		Sete stol oppreis Fitform coxitt (kun fabrikkmontert på stol)
FP620-45		Trekk stol oppreis Fitform sb 45, benstøtte/sete (sammenhengende-heldekkende) stoff (tillegg)
FP620-51		Trekk stol oppreis Fitform sb 51, benstøtte/sete (sammenhengende-heldekkende) stoff (tillegg)
FP620-57		Trekk stol oppreis Fitform sb 57, benstøtte/sete (sammenhengende-heldekkende) stoff (tillegg)
FP620-63		Trekk stol oppreis Fitform sb 63, benstøtte/sete (sammenhengende-heldekkende) stoff (tillegg)
FP620-45-SU8		Trekk stol oppreis Fitform sb 45, hud (tillegg)
FP620-51-SU8		Trekk stol oppreis Fitform sb 51, hud (tillegg)
FP620-57-SU8		Trekk stol oppreis Fitform sb 57, hud (tillegg)
FP620-63-SU8		Trekk stol oppreis Fitform sb 63, hud (tillegg)