



# Cura Barneseng

**Cura barneseng** leveres i 2 størrelser og kan leveres med enten manuell eller elektrisk hjertebrett og leggstøtte. Velger du modell med elektrisk regulering, betjenes alt med en håndkontroll.



Høyeste regulerbare grindhøyde er 60 cm, noe som er en stor fordel, da sengen også kan brukes som lekegrind!



#### Standard

- Nydelig kvalitets treverk
- 4 høyderegulerbare grinder
- El hev og senkbar liggeflate
- Håndkontroll med lang ledning
- Metall "stoppe-tapper" på alle grinder

<b>Cura barneseng</b>	<b>Str. 1</b>	<b>Str. 2</b>
Liggeflate (lengde x bredde)	155x65cm	200x100cm
Høyde på liggeflate	40-80cm	40-80cm
Totallengde	170cm	215cm
Totalbredde	80cm	115cm
Max brukervekt	150kg	150kg
Grindhøyde	60 cm	60 cm
(målt fra laveste liggeflate som er 55 cm)		
Alle oppgitte høydemål er oppgitt uten madrass og hjulsett		

# Cura Barneseng

Cura barneseng leveres med 4 uavhengige, høyderegulerbare grunder som gjør det mulig å komme inn til liggeflaten fra alle 4 sider! Sengen er i et tiltalende design og rammen består av massivt treverk.



Polster som vist på hovedbilde  
Str. 1 og 2 (50x300) GSB1010

Ppolster i skai (komplett 4 sider)  
Str. 1 99051NIKLAS65155  
Str. 2 99051NIKLAS100200

Skuffesett med hjul.par, (løsningen leveres kun på komp. bestilling fra fabrikk). Varenr. 99040

Varenr.	Varenavn
GSB1000	Cura barneseng str 1
GSB1000EL	Cura barneseng str 1 el-hjertebrett+bs
GSB2000	Cura barneseng str 2
GSB2000EL	Cura barneseng str 2 el-hjertebrett+bs
GSB1100	Hjulsett 4 stk Cura barneseng
GSB2001	Madrass Cura 100x200 str 2
GSB1001	Madrass Cura 65x155, str 1
99051NIKLAS65155	Polster skai Cura barneseng str 1
99051NIKLAS100200	Polster skai Cura barneseng str 2
GSB1010	Polster tregrind Cura/Knut 50x300cm str 1+2
99040	Skuffesett med hjul, par*



# Starlight

## Barneseng



Starlight indikerer komfort og sikkerhet.

**Starlight** leveres i 2 størrelser. Den er elektrisk hev- og senkbar og "tett" i den forstand at barnet ikke kan få armene ut gjennom veggene på sengen. Alle "åpninger" er tettet med plexiglass og dørene er enkle å få opp og igjen.

Starlight er i tillegg utstyrt med en genial barnesikring som standard. Starlight er vårt rimeligste alternativ.

### Standard

- El hev og senkbar (hele sengen)
- Dører i front med barnesikring
- Hjul med brems
- Plexiglass i alle åpninger
- Manuell stillbar hjertebrett/leggstøtte

Stor åpning i front gjør forflytning enklere.



Starlight	Str. 1	Str. 2
Liggeflate	70x140 cm	90x170 cm
Totalbredde	83 cm	103 cm
Totallengde	154 cm	174 cm
Høyde på sidevegger	64 cm	64 cm
Totalhøyde	116-151 cm	116-151 cm
Høyde på liggeflate*	41-76 cm	41-76 cm
Max brukervekt	150kg	150kg
* Kan også leveres med 41-91cm (spesial)		

Varenr.	Varenavn
N11641009XS	Starlight barneseng m/ hjul 70x140 cm
N11641009M	Starlight barneseng m/ hjul 90x170 cm
99031470140	Madrass Starlight 70x140 cm
99031490170	Madrass Starlight 90x170 cm

# Tina

## Transportseng

**Tina transportseng** er velegnet til brukere med spesielle behov. Her er det sørget for komfort, avlastning og stillingsvariasjon, noe som gir økt komfort og trykkavlastning gjennom en krevende hverdag.

### Standard

- Elektrisk høyderegulerbart understell
- Vinkelregulering på hoft og bendel
- Trommelbrems
- Polstret kjørehåndtak, dybderegulerbart
- Parkeringsbrems

Løsningen er spesielt velegnet for brukere som sitter i formstøpte seteenheter. Stillingsforandringen vil minske faren for trykksår og øke trivsel og komfort. Tina kan leveres med støtteputer, og vår nye modell tilbyr unike muligheter for vinkelregulering av både hoft og knevinkel. Understellet på hjul er utstyrt med trommelbrems - gjør mulighetene mange og hindringene få.



Varenr.	Varenavn
4000101	Tina m/elektrisk høyderegulering og trommelbrems
4003105	Spesialpute str 3
4000005	Stor posisjonspute
4000006	Pute halvmåneformet
4000007	Abduksjonspute
4000009	Sikkerhetsbelte
4003200	Vacumpute Tina m/manuell pumpe
4003201	Trekk anti svette funksjon
4100010	Elektrisk pumpe til vacuumpute

### Tina

Høyde liggeflate	53-79cm
Ryggvinkel 0-50grader	
Setetilt	0-18grader
Benstøttevinkel	0-50grader
Totalbredde	60cm
Maks brukervekt	100kg
Vekt	44kg

### Liggeflatemål

Bredde	70cm
Lengde hodedel	75cm
Lengde midtdel	35cm
Lengde bendel	55cm

Tina tilbyr unike muligheter for komfort og stillingsvariasjon



## Cura

### Hjertebrett



#### Hjertebrett Cura elektrisk

- Øker selvhjelpenhet, ut og inn av seng, sitte/ligge etc.
- Letter pustebesvær
- Bra i forbindelse med hjerteproblemer
- Bedrer kommunikasjonsmulighetene
- Stillegående - ingen transformator – ingen trafo støy
- Meget enkel i bruk
- Regulerbar, passer de fleste senger
- Ingen klemrisiko – frikopler ved nedkjøring
- Perforert plate gir god lufting under madrassen og hindrer fuktdannelse/kondens.
- Meget egnet for gjenbruk, solid, enkel rengjøring. Motorene koples enkelt fra.
- Produsert i Norge for Medema-gruppen.
- Løfteevne 80 kg

Varenr	Varenavn
105635	Hjertebrett Cura elektrisk, br. 70-93 cm
144931	Hjertebrett Cura elektrisk, br. 86-110 cm

## Days

### Hjertebrett manuelt



#### Hjertebrett manuelt Days

Ny modell, vinkelregulerbar i flere posisjoner. Ramme av hvitlakkerte stålrør trukket med blått trekk og med en liten nakkepute.

Bredde: 54,5 cm, maks belastning 125 kg  
Varenr. 636