

Fitform Vario Pro

Alternative rygger



- Rygg med sidestøtte
- Rygg multitolpasning/kyfose
- Rygg multitolpasning/kyfose m/sidestøtte
- Rygg ekstra myk
- Rygger i ulike høyder
- Spesialrygger kan leveres på bestilling

Multitolpasnings ryggene er utstyrt med regulerbart remsystem, og ryggene er leddet flere steder. Velegnet ved avvikende kroppsform, eksempelvis kyfose, scoliose, etc. **Virkelig en problemløser!**



Varenr.	HMS art.nr	Varenavn Rygger
FP150-4584	159353	Rygg stol oppreis Fitform sb45 høy u.trekk rh84 korsryggstøtte luft hreg
FP154-51	159346	Rygg stol oppreis Fitform sb51 multitolpasning / kyfose u.trekk 2leddet m remmer rh84
FP154-45	159347	Rygg stol oppreis Fitform sb45 multitolpasning / kyfose u.trekk 2leddet m remmer rh84
FP154-57	159348	Rygg stol oppreis Fitform sb57 multitolpasning / kyfose u.trekk 2leddet m remmer rh84
FP154-63	159349	Rygg stol oppreis Fitform sb63 multitolpasning / kyfose u.trekk 2leddet m remmer rh84
FP155-45	159350	Rygg stol oppreis Fitform sb45 multitolpasning / kyfose /sidestøtte u.trekk 2leddet m remmer rh84
FP145-51	159351	Rygg stol oppreis Fitform sb51 multitolpasning / kyfose /sidestøtte u.trekk 2leddet m remmer rh84
FP155-57	159352	Rygg stol oppreis Fitform sb57 multitolpasning / kyfose /sidestøtte u.trekk 2leddet m remmer rh84
FP150-5194	159354	Rygg stol oppreis Fitform sb51 ex høy u.trekk rh94 korsryggstøtte luft hreg
FP151-51	159355	Rygg stol oppreis Fitform sb51 sidestøtte u.trekk rh84 korsryggstøtte luft hreg
FP151-45	159356	Rygg stol oppreis Fitform sb45 sidestøtte u.trekk rh84 korsryggstøtte luft hreg
FP151-57	159357	Rygg stol oppreis Fitform sb57 sidestøtte u.trekk rh84 korsryggstøtte luft hreg
FP153-51	159358	Rygg stol oppreis Fitform sb51 ekstra myk u.trekk rh84 korsryggstøtte luft hreg
FP153-45	159359	Rygg stol oppreis Fitform sb45 ekstra myk u.trekk rh84 korsryggstøtte luft hreg
FP153-57	159360	Rygg stol oppreis Fitform sb57 ekstra myk u.trekk rh84 korsryggstøtte luft hreg
Varenr.		Varenavn Trekk til rygger
FP610-4584		Trekk stol oppreis Fitform sb45 rygg rh84 stoff
FP612-51		Trekk stol oppreis Fitform sb51 rygg multitolpasning rh84 stoff
FP612-45		Trekk stol oppreis Fitform sb45 rygg multitolpasning rh84 stoff
FP612-57		Trekk stol oppreis Fitform sb57 rygg multitolpasning rh84 stoff
FP612-63		Trekk stol oppreis Fitform sb57 rygg multitolpasning rh84 stoff
FP612-51-S08		Trekk stol oppreis Fitform sb51 rygg multitolpasning rh84 hud
FP612-45-S08		Trekk stol oppreis Fitform sb45 rygg multitolpasning rh84 hud
FP612-57-S08		Trekk stol oppreis Fitform sb57 rygg multitolpasning rh84 hud
FP611-51		Trekk stol oppreis Fitform sb51 rygg m sidestøtte rh84 stoff
FP611-45		Trekk stol oppreis Fitform sb45 rygg m sidestøtte rh84 stoff
FP611-57		Trekk stol oppreis Fitform sb57 rygg m sidestøtte rh84 stoff
FP611-51-S08		Trekk stol oppreis Fitform sb51 rygg m sidestøtte rh84 hud
FP611-45-S08		Trekk stol oppreis Fitform sb45 rygg m sidestøtte rh84 hud
FP611-57-S08		Trekk stol oppreis Fitform sb57 rygg m sidestøtte rh84 hud
FP610-4584-S08		Trekk stol oppreis Fitform sb45 rygg rh84 hud sort

Fitform Vario Pro

Alternative seter



- Sete trykkavlastning
- Sete trykkavlastning, myk
- Sete ekstra mykt
- Sete lav (setehøyde fra 36cm)
- Plansete (for bruk av alt puter)
- Coxitsete (spesialtilpasning)
- Sammenhengende - heldekkende trekk sete/benstøtte

Setene kan enkelt tas av uten verktøy slik at man lett kan gjøre utprøvinger/tilpassninger med ulike setetyper/mykhet.

Varenr.	HMS art.nr.	Alternative seter (benytt std setetrekk)
FP141-51	159361	Sete stol oppreis Fitform sb51 ekstra myk m remmer avtagbar u trekk
FP141-45	159362	Sete stol oppreis Fitform sb45 ekstra myk m remmer avtagbar u trekk
FP141-57	159363	Sete stol oppreis Fitform sb57 ekstra myk m remmer avtagbar u trekk over 90kg
FP142-51	159364	Sete stol oppreis Fitform sb51 trykkavlastning m remmer avtagbar u trekk
FP142-45	159365	Sete stol oppreis Fitform sb45 trykkavlastning m remmer avtagbar u trekk
FP142-57	159366	Sete stol oppreis Fitform sb57 trykkavlastning m remmer avtagbar u trekk
FP142-63	159367	Sete stol oppreis Fitform sb63 trykkavlastning m remmer avtagbar u trekk
FP143-51	159368	Sete stol oppreis Fitform sb51 trykkavlastning myk m remmer avtagbar u trekk <70kg
FP143-45	159369	Sete stol oppreis Fitform sb45 trykkavlastning myk m remmer avtagbar u trekk <70kg
FP144-51	159370	Sete stol oppreis Fitform sb51 ekstra lav sh fra 36cm m remmer avtagbar u trekk <90kg
FP144-45	159371	Sete stol oppreis Fitform sb45 ekstra lav sh fra 36cm m remmer avtagbar u trekk <90kg
200-PS-SPES	143689	Plansete (tilpasning /seteplate u polstring) lages tekn avd
FP146		Sete stol oppreis Fitform coxitt (kun fabrikkmontert på stol)
FP620-45		Trekk stol oppreis Fitform sb 45, benstøtte/sete (sammenhengende-heldekkende) stoff (tillegg)
FP620-51		Trekk stol oppreis Fitform sb 51, benstøtte/sete (sammenhengende-heldekkende) stoff (tillegg)
FP620-57		Trekk stol oppreis Fitform sb 57, benstøtte/sete (sammenhengende-heldekkende) stoff (tillegg)
FP620-63		Trekk stol oppreis Fitform sb 63, benstøtte/sete (sammenhengende-heldekkende) stoff (tillegg)
FP620-45-SU8		Trekk stol oppreis Fitform sb 45, hud (tillegg)
FP620-51-SU8		Trekk stol oppreis Fitform sb 51, hud (tillegg)
FP620-57-SU8		Trekk stol oppreis Fitform sb 57, hud (tillegg)
FP620-63-SU8		Trekk stol oppreis Fitform sb 63, hud (tillegg)

Tilbehør



FP170-V Sidevange Fitform fellbar ve
FP170-H Sidevange Fitform fellbar hø



Den beste løsningen hvis man ønsker sideveis
forflytning. Her er det lett å komme til!



FP30-45 Forlenger benstøtte sb45 8cm automatisk fellbar
FP30-51 Forlenger benstøtte sb51 8cm automatisk fellbar
FP30-57 Forlenger benstøtte sb57 8cm automatisk fellbar
I Fitform stolen er du sikret god støtte for benene!



FP505 Betjnings 3motors tilt (standard) (1.)
FP186 Betjnings infra rød inkl elektronikk (2.)
FP187 Betjnings light touch



FP165 Batteri Back Up (avbildet)
FP168 Batteridrift



FP98-45 Inkotrekk sete og benstøtte sb45
FP98-51 Inkotrekk sete og benstøtte sb51
FP98-57 Inkotrekk sete og benstøtte sb57
FP98-63 Inkotrekk sete og benstøtte sb63
FP99 Inkotrekk 70x140cm



FP181 Bord fellbart svingbart.
Regulerbart i høyde, dybde og vinkel.



FP182 Bord lite



FP180 Bord transparent, svingbart



FP185 Lys

Tilbehør



FP122 Hjul Mobility hev/senk hjulbrems skyvebøyle sett (anbefalt hjulløsning for maksimal sikkerhet). Velegnet for bruk med bruker i stolen. Stolen står støtt når ikke bøylen skyves ned. Kan ikke kombineres med svingskive.



Sidestøtte rygg, (spesialtilpasning)



Nr. 2

Nakkeputer (se bestillingsdata)



Nr. 3



Nr. 4

Nakkeputer (se bestillingsdata)



Nr. 5


Velegnet bl.a. ved ekstra krumbøyd rygg (kyfose)



Std.

Hodestøttene er fylt med fiber og kan enkelt formes eller gjøres mindre eller mykere ved å ta ut fiberfyll.

Varenr.	HMS art nr.	Varenavn Nakkeputer
FP102-S08	159342	Nakkepute stol oppreis Fitform nr2 tynn fiberfyll hud
FP102	159338	Nakkepute stol oppreis Fitform nr2 tynn fiberfyll stoff
FP103-S08	159343	Nakkepute stol oppreis Fitform nr3 tykk fiberfyll hud
FP103	159339	Nakkepute stol oppreis Fitform nr3 tykk fiberfyll stoff
FP104-S08	159344	Nakkepute stol oppreis Fitform nr4 bånd fiberfyll hud
FP104	159340	Nakkepute stol oppreis Fitform nr4 bånd fiberfyll stoff
FP105-S08	159345	Nakkepute stol oppreis Fitform nr5 dråpeformet fiberfyll hud
FP105	159341	Nakkepute stol oppreis Fitform nr5 dråpeformet fiberfyll stoff
FP106-S08		Nakkepute standard, hud
FP106		Nakkepute standard, stoff



FP123 Hjul-Transporthjul



FP121 Hjul Autobrake hev/senk m.automatisk hjulbrems sett (ikke for bruk med bruker i stolen)