



medemagruppen



Mobility Monitor

Mobility Monitor er et unikt hjelpemiddel for å gi faktabasert kunnskap om pasientens; søvnmønster, evne til egen reposisjonering, risiko for trykksår, medisinpåvirkning, risiko for fall med mere.

Dette gir grunnlag for individuell planlegging av pleie og oppfølging, og dermed redusert belastning og reduserte kostnader i hele behandlingsforløpet.

Mobility Monitor er et helt nødvendig verktøy for å møte fremtidens behov og krav til behandling, pleie og omsorg.





Det er meget enkelt å bruke Mobility Monitor, utstyret er lydløst og diskret. Sensorplaten plasseres under madrassen, og kontrollenheten hektes på sengehesten eller sengegavl.



Mobility Monitor kan tilkobles Pasientsignalsystemer

Mobility Monitors funksjoner

- Registrering av mobilitet og mikroaktivitet
- Individuell justerbar toleranse (1t, 2t, 3t)
- Varsler ved ingen mobilitet
- Reposisjonering kun ved varslet behov
- 360° utstigningsalarm
- Ingen kontakt med kroppen
- Enkel og intuitiv betjening

En løsning som tilgodeser alle

- Økt livskvalitet for pasienten
- Økt kvalitet for institusjonen
- Direkte støtte for pleiepersonalet
- Målbare resultater for institusjonen

IT-basert Mobilitets analyse

- Enkel visualisering av mobilitet og søvnmønster
- Et grunnlag for individuelle diskusjoner
- Objektivt grunnlag for avgjørelser
- Dokumentasjon kan fremlegges for pårørende og 1. linje behandlere
- Data kan lagres og hentes frem etter behov




Trafikklys prinsipp for intuitiv avlesning av pasientens mobilitet, grønn - gul - rød.

360° utstigningsalarm

- Kan individuelt aktiveres
- Usynlig for pasient/beboer
- Kan ikke omgås
- Valgfri alarm ved sengekant eller ved utstigning




Data kan innhentes manuelt med USB minne fra kontrollenheten, eller overføres trådløst til PC med live-view.



Oversiktlig og intuitiv visning av innhentede data. **Nå med norsk programvare.**

Trådløs overføring kan også tilknyttes en cockpit-løsning (for eks. på et vaktrom) hvor alle beboere kan vises samtidig på skjermen.



Medema Norge AS

Din leverandør av moderne velferdsteknologi

www.medema.no