



medemagruppen

Bodypoint 2017

- Fikseringsutstyr, belter og vester



Hoftebelter Bodypoint



Varenr	Hoftebelter Bodypoint 2pkt med Swivel lås NYHET
HB275-S32-A2	Hoftebelte 2pkt XS pad 32cm Swivel lås 1drag fra midten
HB275-S38-A2	Hoftebelte 2pkt S pad 38cm Swivel lås 1drag fra midten
HB275-M46-A2	Hoftebelte 2pkt M pad 46cm Swivel lås 1drag fra midten
Varenr	Hoftebelter Bodypoint 4pkt med swivel lås NYHET
HB475-S38-A2	Hoftebelte 4pkt S pad 38cm Swivel lås 1drag fra midten
HB475-M46-A2	Hoftebelte 4pkt M pad 46cm Swivel lås 1drag fra midten

Bodypoint hoftebelte med swivel lås

fåes i 2 og 4-punkts utgaver. 4-punkts utgaven kan anvendes i 60 graders vinkel, noe som eliminerer utskliding av stolen.

Kjennetegn for belter med swivel lås:

- Lav profil
- Solid
- Fordeler trykk



Varenr.	Hoftebelter 2pkt m/Rehab lås 2 str + 2 str forberedt for sub asis
HB115M-A2	Hoftebelte 2pkt Bodypoint Medium m/ Rehab lås -ett drag fra midten pad 46 cm
HB115L-A2	Hoftebelte 2pkt Bodypoint Large m/ Rehab lås -ett drag fra midten pad 62 cm
HB551M-A2	Hoftebelte 2pkt Bodypoint Medium m/Rehab lås f/sub asis- ett drag fra midten
HB551L-A2	Hoftebelte 2pkt Bodypoint Large m/Rehab lås f/sub asis- ett drag fra midten
Varenr.	Hoftebelter 4pkt m/Rehab lås 2 str + 2 str forberedt for sub asis
HB525M-A2	Hoftebelte 4pkt Bodypoint Medium m/Rehab lås - ett drag fra midten pad 46 cm
HB525L-A2	Hoftebelte 4pkt Bodypoint Large m/Rehab lås - ett drag fra midten pad 62 cm
HB555M-A2	Hoftebelte 4pkt Bodypoint Medium m/Rehab lås f/sub asis- ett drag fra midten
HB555L-A2	Hoftebelte 4pkt Bodypoint Large m/Rehab lås f/sub asis- ett drag fra midten

Bodypoint hoftebelte med rehab lås

fåes i 2 og 4-punkts utgaver. 4-punkts utgaven kan anvendes i 60 graders vinkel, noe som eliminerer utskliding av stolen.

Kjennetegn for belter med rehab lås:

- Slankere, rundere spenne
- Enkel å åpne med klaff (som flylås)
- Full bredde på polstring helt inntil spennen
- Leveres med stolfeste

Stramming av belte: ett drag fra midten



Varenr.	Hoftebelter 2pkt m/ trykknappspenne 4 størrelser
HB235XS-A2	Hoftebelte X-Small 2pkt polstret BodyPoint m/metallås - ett drag fra midten pad 38 cm
HB205S-A2	Hoftebelte Small 2pkt polstret BodyPoint m/trykknappspenne - ett drag fra midten pad 36 cm
HB205M-A2	Hoftebelte Medium 2pkt polstret BodyPoint m/trykknappspenne - ett drag fra midten pad 46 cm
HB205L-A2	Hoftebelte Large 2 pkt Bodypoint m/trykknappspenne - ett drag fra midten pad 62 cm
Varenr	Hoftebelter 4pkt m/ trykknappspenne 4 størrelser
HB435XS-A2	Hoftebelte X-Small 4 pkt Bodypoint m/metallås - ett drag fra midten pad 38 cm
HB405S-A2	Hoftebelte Small 4pkt BodyPoint m/trykknappspenne - ett drag fra midten pad 36 cm
HB405M-A2	Hoftebelte Medium 4pkt BodyPoint m/trykknappspenne- ett drag fra midten pad 46 cm
HB405L-A2	Hoftebelte Large 4pkt BodyPoint m/trykknapp penne - ett drag fra midten pad 62 cm

Bodypoint hoftebelte med trykknappspenne

fåes i 2 og 4-punkts utgaver. 4-punkts utgaven kan anvendes i 60 graders vinkel, noe som eliminerer utsklidning av stolen. Trykknappspennen er nytviklet og oppleves mindre, smidigere, sterkere med utskiftbar spenne lokk hvis ufrivillig åpning av spennen ønskes eliminert.

Kjennetegn for trykknappspenne:

- Trykknapp i plastlokk
- Åpnes ved trykk i midten
- Kan leveres med sikkerhetsdeksel som hindrer ufrivillig åpning
- Leveres med stolfeste

Stramming av belte: ett drag fra midten



Varenr.	Hoftebelter 2pkt m/trykknappspenne lås 3 størrelser - to drag fra sidene
HB239XS-A2	Hoftebelte X-Small 2pkt BodyPoint m/metallås - to drag fra sidene pad 38 cm
HB209S-A2	Hoftebelte Small 2pkt BodyPoint m/trykknappspenne - to drag fra sidene pad 40 cm
HB209M-A2	HoftebelteMedium 2pkt BodyPoint m/trykknappspenne - to drag fra sidene pad 46 cm
Varenr.	Hoftebelter 4pkt m/trykknapp- /plast- spenne 4 størrelser - to drag fra sidene
HB439XS-A2	Hoftebelte X-Small 4 pkt Bodypoint m/metallås - to drag fra sidene pad 38 cm
HB409S-A2	Hoftebelte Small 4pkt BodyPoint m/trykknappspenne - to drag fra sidene pad 40 cm
HB409M-A2	Hoftebelte Medium 4pkt BodyPoint m/trykknappspenne- to drag fra sidene pad 46 cm
HB416-L62-B2	Hoftebelte Large 4pkt BodyPoint m/plastspenne - to drag fra sidene pad 62 cm

Bodypoint hoftebelte med trykknappspenne/ plastspenne 2- og 4-punkts utgaver med drag fra sidene.

Dette er en skikkelig problemløser da beltet muliggjør å stramme over en hoftekam av gangen. Velegnet ved rotasjon og/eller asymmetri i hofte.

Kjennetegn for trykknappspenne:

- Trykknapp i plastlokk
- Åpnes ved trykk i midten
- Kan leveres med sikkerhetsdeksel som hindrer ufrivillig åpning
- Leveres med stolfeste

Stramming av belte: to drag fra sidene

Evoflex Hoftebelte

Evoflex et glimrende eksempel på nytenkning fra Bodypoint. Mange brukere har utfordringer med å ha hoftebeltet lett tilgjengelig når man trenger det. I tillegg har hoftebeltet ofte en tendens til å havne under bruker ved forflytning eller ned mellom hjul på rullestol.

Evoflex hoftebelte løser disse utfordringer på en elegant måte.

Varenr.	Evoflex hoftebelter, 2 punkt
EB235XS	Evoflex X-Small Hoftebeltebelt, metallås - ett drag fra midten pad 38 cm
EB205M	Evoflex Medium Hoftebelte m/trykknapp spenne - ett drag fra midten pad 46 cm
EB205L	Evoflex Large Hoftebelte m/trykknapp spenne - ett drag fra midten pad 62 cm
EB225M	Evoflex Medium Hoftebelte m/Rehab lås- ett drag fra midten pad 46 cm
EB225L	Evoflex Large Hoftebelte m/Rehab lås- ett drag fra midten pad 62 cm
Beltefester - brukes kun der standard festene ikke måtte passe	
HW312-KIT	Monteringsbrakett, par H+V
HW320-22-2	Båndklemme, Ø22mm (7/8"), sett av 2 stk
HW320-25-2	Båndklemme, Ø25mm (1"), sett av 2 stk
HW320-32-2	Båndklemme, Ø32mm (1-1/4"), sett av 2 stk



Sub-ASIS Puter

Sub Asis puter kan kombineres med belter som er forberedt for dette (se bestilingsdata). Sub Asis gir to faste kontaktpunkter med hofteammen. Resultatet er klart forbedret stabilitet og bedre kontroll over rotasjon og feilstillinger, samt redusert trykk på mageregion og blære.

I noen tilfeller løses utfordringen best ved bruk av Sub Asis bare på den ene siden.



Varenr.	Sub-ASIS Pads
LP402-2	Sub-ASIS Puter Bodypoint M/L, par

Sikkerhetsdeksel

Sikkerhetsdeksel for beltelås

En sikker måte å forhindre uønsket åpning av beltelåsen. Åpnes med blyant.

Med sikkerhetsdekslet kan beltelåsen fortsatt enkelt åpnes med en penn eller tilsvarende spiss gjenstand. På de nye beltene med trykknapp skiftes plastdekslet på beltespenningen. Dette gjøres enkelt med skrutrekker eller lignende.



Varenr.	Sikkerhetsdeksel
FS029C-1	Sikkerhetsdeksel X-Small for metallås (brukes på XS)
FS018C-1	Sikkerhetsdeksel Small/Medium for trykknapp Bodypoint
FS019C-1	Sikkerhetsdeksel Large for trykknapp Bodypoint

Polstringspute



Polstringspute

Disse ekstra polstringsputene kan settes på beltene dersom man ønsker ekstra avlastning på ønskede steder.

Varenr.	Polstringspute Bodypoint
LP304	Polstringspute Bodypoint (20cm) Small f/beltebredde 25mm, stk
LP305	Polstringspute Bodypoint (25cm) Medium f/beltebredde 38mm, stk
LP306	Polstringspute Bodypoint (30cm) Large f/beltebredde 50mm, stk


Vest Stayflex

- med innebygget stretch for optimal passform



Vest Stayflex


En innovativ og dynamisk fiksering av overkroppen, designet for optimal komfort og fleksibilitet. Vesten er produsert i fleksibelt materiale som kan bevege seg med kroppen. Stayflex har yppelig passform som gir støtte på de rette stedene. Patentert design sørger for riktig støtte, glidelås og quick release fester gjør den enkel å ta av og på. Leveres i standard og smal utførelse. Smal utførelse er velegnet for kvinner. Vesten gir ikke ubehagelig press mot brystene.



Str.	Skulderbredde
XS	24 cm–28 cm
S	28 cm–33 cm
M	33 cm–41 cm
L	41 cm–48 cm
XL	48 cm–56 cm

Mål skulderbredde for å finne riktig størrelse

Mod. std.						
Varenr.	Str.	A	B	C	D	E
SH311XS-M	XS					
SH310S-M	S	23 cm	13 cm	17 cm	41 mm	12 cm
SH310M-M	M	30 cm	17 cm	20 cm	51 mm	13 cm
SH310L-M	L	38 cm	20 cm	23 cm	57 mm	14 cm
SH310XL-M	XL	46 cm	25 cm	27 cm	64 mm	17 cm
Mod. smal						
Varenr.	Str.	A	B	C	D	E
SH330M-M	M	30 cm	17 cm	20 cm	51 mm	89 mm
SH330L-M	L	38 cm	20 cm	23 cm	57 mm	92 mm
SH330XL-M	XL	46 cm	25 cm	27 cm	64 mm	95 mm



Varenr.	Vest Stayflex u/glidlås
SH311XS-M	Vest Stayflex Bodypoint X-Small u/glidlås
Varenr.	Vest Stayflex m/glidlås
SH310S-M	Vest Stayflex Bodypoint Small m/glidlås
SH310M-M	Vest Stayflex Bodypoint Medium m/glidlås
SH310L-M	Vest Stayflex Bodypoint Large m/glidlås
SH310XL-M	Vest Stayflex Bodypoint X-Large m/glidlås
Varenr.	Vest Stayflex m/glidlås - smal modell
SH330M-M	Vest Stayflex Bodypoint Medium - Smal modell m/glidlås
SH330L-M	Vest Stayflex Bodypoint Large - Smal modell m/glidlås
SH330XL-M	Vest Stayflex Bodypoint X-Large - Smal modell m/glidlås

Skrittsele Polstret

Skrittseler

En skrittsele som er riktig plassert vil være gunstig mot å skli ut av stolen, samt holde benene sentrert. Den geniale strammingsmekanismen gjør det enklere i daglig bruk.



Skrittsele

Varenr.	Skrittsele polstret/sittebukse
HB602	Skrittsele Bodypoint Small (23cm pute)
HB603	Skrittsele Bodypoint Medium (33cm pute)
HB604	Skrittsele Bodypoint Large (38cm pute)
3012018	Sittebukse Flexi Aktiv str 0-1
2012019	Sittebukse Flexi Aktiv str 1-2



Sittebukse

Ankelfiksering Bodypoint


Bodypoint ankelfiksering

Den patenterte løsningen for å stabilisere føttene samtidig som man tillater kontrollert bevegelse og foten fri.

Ankelmål: Diameter måles rett over ankelen.



Varenr.	Ankelfiksering Bodypoint
FT205A	Ankelfiksering Bodypoint m/ spenne X-Small, par
FT206A	Ankelfiksering Bodypoint m/ spenne Small, par
FT202A	Ankelfiksering Bodypoint m/ spenne Medium, par
FT203A	Ankelfiksering Bodypoint m/ spenne Large, par
FT204A	Ankelfiksering Bodypoint m/ spenne X-Large, par




Str.	Ankelmål
XS	14 cm–17 cm
S	17 cm–20 cm
M	19 cm–23 cm
L	22 cm–29 cm
XL	28 cm–33 cm

Skuldersele/vest PivotFit



Skuldersele/vest PivotFit

Nyutviklet unik skuldersele utstyrt med bevegelig swivel-spenne for optimal passform. Bidrar godt til oppreist sittestilling, forbedret pust og hodekontroll.



Mål skulderbredde for å finne riktig størrelse

Str.	Skulderbredde
XXS	21 cm–24 cm
XS	24 cm–28 cm
S	28 cm–33 cm
M	33 cm–41 cm
L	41 cm–48 cm
XL	48 cm–56 cm

Varenr	Skuldersele/vest PivotFit NYHET
SH270XXS-B2	Skuldersele/vest PivotFit XXS dynamisk skulder br 21-24cm
SH270XS-B2	Skuldersele/vest PivotFit XS dynamisk skulder br 24-28cm
SH270S-B2	Skuldersele/vest PivotFit S dynamisk skulder br 28-33cm
SH270M-B2	Skuldersele/vest PivotFit M dynamisk skulder br 33-41cm
SH270L-B2	Skuldersele/vest PivotFit L dynamisk skulder br 41-48cm
SH270XL-B2	Skuldersele/vest PivotFit XL dynamisk skulder br 48-56cm

Skuldersele Trimline



Skuldersele Trimline

Er laget av to separate polstrede belter, og gir grunnlag for størst mulig bevegelses-frihet og respirasjon. Kan monteres på to forskjellige måter, som "ryggsekk" alternativt "kryss". Bildet under viser selen montert for å dra skulderpartiet bakover. Løsningen gir en oppreist posisjon, men kan være noe sjenerende for aktive rullestolsbrukere da den kan hindre noe armbevegelse. Bildet til høyre er en velegnet løsning der man ønsker å få skulderpartiet i rett linje for å hindre asymetri.



Str.	Trimline
S	24 cm
M	29 cm
L	34 cm

Varenr.	Skuldersele Trimline
SH231	Skuldersele Bodypoint Trimline Small
SH232	Skuldersele Bodypoint Trimline Medium
SH233	Skuldersele Bodypoint Trimline Large

Brystbelte Monoflex

Bodypoint Monoflex mage og brystbelter. Det perfekte dynamiske beltet for støtte av bryst og mageregion. Mykt, komfortabelt materiale gir akkurat riktig "stretch" samtidig som man får tilstrekkelig støtte. Låsing på hver side.

På bildet vises både Monoflex brystbelte og hoftebelte med rehab lås. Merk plasseringen av hoftebeltet . Ofte en veldig gunstig plassering.



Varenr.	Brystbelte Monoflex
SH103XS	Brystbelte Monoflex X-Small
SH103S	Brystbelte Monoflex Small
SH103M	Brystbelte Monoflex Medium
SH103L	Brystbelte Monoflex Large
SH103XL	Brystbelte Monoflex X-Large

Universal belte m/elastikk

Det elastiske universalbeltet er fleksibelt, smart og enkelt. Avtagbar støtte for overkroppen, lår eller legger.

Det er også et godt og praktisk posisjoneringshjelpemiddel for terapeuter, pleiepersonell og pårørende. Kan videre brukes til fiksering av benene i forbindelse med

sportsaktiviteter. Låses med velcro og kan enkelt betjenes med en hånd. Hull for tommelen sikrer godt grep selv med dårlig håndfunksjon. Kan kuttes til ønsket lengde.

Ved bruk av forlengerstropper kan beltet forlenges f.eks for bruk på større stoler.



Varenr.	Universal Belte med elastikk
SP110S	Universal Belte Bodypoint Small m/elastikk (7,5 cm bredde)
SP110L	Universal Belte Bodypoint Large m/elastikk (11,5 cm bredde)
SP110XL	Universal Belte Bodypoint XLarge m/elastikk (15 cm bredde)
Tilbehør	
SP111S	Forlengelsesstropp for str S (7,5 cm bredde)
SP111L	Forlengelsesstropp for str L (11,5 cm bredde)
SP111XL	Forlengelsesstropp for str XL (15 cm bredde)

Leggpulstring, bred



Leggbånd med velcro feste. Velegnet de fleste rullestoler.

Varenr	Varenavn
AC002P	Leggpulster S (pute 28x15cm) sb31-38cm
AC003P	Leggpulster M (pute 38x20cm) sb38-48cm



Bodypoint mai 2017



medemagruppen

Medema Norge AS - Stamveien 6 - 1481 Hagan - Tlf: 67 06 49 00 - firmapost@medema.no - www.medema.com