



medemagruppen



**medemagruppen**  
Swing dusj- og toalettstol

# Swing

## - dusj- og toalettstol



### Standard

- Hodestøtte
- Helstøpt polsterinnsats
- Helstøpt benstøtte
- Polstret hoftebelte
- Fotremmer
- Pottefeste og potte
- Hjul med brems
- Bord/armene utsvingbart
- Høyderregulering med snapplås - uten verktøy
- Rustfritt understell
- Hjulsett som tåler klorvann
- Trinnløs setetilt

Swing toalettstol utmerker seg med glimrende anatomi, rene linjer og høyt funksjonsnivå.

Stolen lar seg enkelt trille over en toalettskål og setetiltten betjenes fra fronten av stolen noe som er praktisk ved daglig bruk. Swing leveres i fem størrelser.

Swing	Str 0	Str 1	Str 2	Str 3	Str 4
Setebredde foran, cm	31	36	41	46	51
Setebredde bak, cm	26	31	36	41	46
Setedybde, cm	31	36	41	46	48
Rygg høyde, cm	46	51	56	61	63
Setevinkel, grader	(-) 5 til 35	(-) 5 til 35	(-) 5 til 35	(-) 5 til 35	(-) 5 til 25
Maks legglengde, cm	38	38	48	48	48
Setehøyde, cm	47 – 57	45 – 55	42 – 52	42 – 52	42 – 52
Total bredde, cm	57	62	67	72	75
Total lengde, cm	72	77	77	77	77
Egenvekt, kg	24	25	25	26	32
Maks brukervekt ,kg	60	80	100	120	150

## Bestillingsdata

Varenr.	HMS art.nr.	Varenavn
4500-1080	242775	Dusjtoastol Swing str0 sb26 sd31 sh45-53 hjul armlene utsving benst hel tilt skallsete pols
4500-1076	242776	Dusjtoastol Swing str1 sb31 sd36 sh45-53 hjul armlene utsving benst hel tilt skallsete pols
4500-1077	242777	Dusjtoastol Swing str2 sb36 sd41 sh45-53 hjul armlene utsving benst hel tilt skallsete pols
4500-1078	242778	Dusjtoastol Swing str3 sb41 sd46 sh45-53 hjul armlene utsving benst hel tilt skallsete pols
4500-1079	242779	Dusjtoastol Swing str4 sb46 sd48 sh45-53 hjul armlene utsving benst hel tilt skallsete pols
Varenr.	HMS art.nr.	Tilbehør
4502-1050	242903	Lokk til toalettbøtte dusjtoastol Swing
4513-1014	161833	Abduksjonskloss/sprutskjerm dusjtoastol Swing str0-1
4513-1019	161834	Abduksjonskloss/sprutskjerm dusjtoastol Swing str2-4
4512-1007	140033	H-belte dusjtoastol Swing str 0-1 komplett m holder
4512-1014	140034	H-belte dusjtoastol Swing str 2 komplett m holder
4512-1019	140035	H-belte dusjtoastol Swing str 3-4 komplett m holder
4512-1012	161835	Vest dusjtoastol Swing str0-1 netting m rustfritt feste
4512-1016	161836	Vest dusjtoastol Swing str2 netting m rustfritt feste
4512-1021	161837	Vest dusjtoastol Swing str3-4 netting m rustfritt feste



Høyderegulering uten bruk av verktøy



## Tilbehør



Sprutskjerm/abduksjonskloss



Vest





**medemagruppen**