



medemagruppen



mobilitymonitor

Mobility Monitor er et unikt hjelpemiddel for å gi faktabasert kunnskap om pasientens; søvnmønster, evne til egen reposisjonering, risiko for trykksår, medisinpåvirkning, risiko for fall med mere.

Dette gir grunnlag for individuell planlegging av pleie og oppfølging, og dermed redusert belastning og reduserte kostnader i hele behandlingsforløpet.

Mobility Monitor er et helt nødvendig verktøy for å møte fremtidens behov og krav til behandling, pleie og omsorg.





Det er meget enkelt å bruke Mobility Monitor, utstyret er lydløst og diskret. Sensorplaten plasseres under madrassen, og kontrollenheten hektes på sengehesten eller sengegavl.



Mobility Monitor kan tilkobles Pasientsignalsystemer



Trafikklys prinsipp for intuitiv avlesning av pasientens mobilitet, grønn - gul - rød.

Mobility Monitors funksjoner

- Registrering av mobilitet og mikroaktivitet
- Individuell justerbar toleranse (1t, 2t, 3t)
- Varsler ved ingen mobilitet
- Reposisjonering kun ved varslet behov
- 360° utstigningsalarm
- Ingen kontakt med kroppen
- Enkel og intuitiv betjening

En løsning som tilgodeser alle

- Økt livskvalitet for pasienten
- Økt kvalitet for institusjonen
- Direkte støtte for pleiepersonalet
- Målbare resultater for institusjonen

IT-basert Mobilitets analyse


- Enkel visualisering av mobilitet og søvnmønster
- Et grunnlag for individuelle diskusjoner
- Objektivt grunnlag for avgjørelser
- Dokumentasjon kan fremlegges for pårørende og 1. linje behandlere
- Data kan lagres og hentes frem etter behov

360° utstigningsalarm

- Kan individuelt aktiveres
- Usynlig for pasient/beboer
- Kan ikke omgås
- Valgfri alarm ved sengekant eller ved utstigning




Data kan innhentes manuelt med USB minne fra kontrollenheten, eller overføres trådløst til PC med live-view.



Oversiktlig og intuitiv visning av innhentede data. **Nå med norsk, svensk og dansk programvare.**

Trådløs overføring kan også tilknyttes en cockpit-løsning (for eks. på et vaktrom) hvor alle beboere kan vises samtidig på skjermen.



Medema-gruppen AS

Din leverandør av moderne velferdsteknologi

www.medema.com