



medemagruppen

medemagruppen

HTS dusj- og toalettstol Kontrakt 20.06.2018

HTS

Det universelle hygiesystem for bad og toalett!

GMFCS
Level III - V



Standard på HTS dusj- og toalettstol

- Polstret sete og rygg
- Hodestøtte høyde- og vinkelstillbar
- Armlener oppsvingbare - forenkler forflytting
- Hoftebelte polstret
- Potte m/feste
- Benstøtte hel, vinkelregulerbar
- Regulerbar setedybde
- Regulerbar setehøyde
- Regulerbar setetilt
- Regulerbar ryggvinkel (hoftevinkel)
- Avtagbart sete, og kan monteres på alternative understell
- Leveres i 3 størrelser (str 3 ikke på kontrakt)
- Tåler klorvann



Standard utførelse



Standard utførelse vist med tilbehør (lårstøtter)



Velger du det hydrauliske understell High-Low kommer du høyt og lavt. Løsningen forenkler hverdagen og gir bedre komfort for både bruker og pleiepersonell. Hydraulisk understell er tilbehør!

HTS

Det universelle hygienesystem for bad og toalett!



HTS serien tilbyr alternative understell. Fra venstre: Hydraulisk understell High-Low, Standard understell, Understell stasjonær u tilt og hjul og Understell badekar. Her er mulighetene mange!



Understell for reise, leveres med veske! Svært enkel å ta med på reisen!



HTS potteløsning.



Ryggvinkel (-) 6° til 18° er standard, og reguleringen foretas øverst på ryggen, noe som gjør den svært enkel å betjene.



HTS kan også leveres med feste for toalett. Dette muliggjør montering direkte på toalettskålen.



Det anatomiske bordet gir god støtte for armer og mageregion.



Armlener oppsvingbare - forenkler forflytting














Regulerbar setetilt og høyde.



		Str. 1	Str. 2	Str. 3
Totalbredde	Understell Standard	53 cm	53 cm	57 cm
	Understell Reise	51 cm	51 cm	53 cm
	Understell Badekar	41cm nederst	41cm nederst	-
	Understell Hydraulisk	67 cm	67 cm	71 cm
Setehøyde	Understell Standard	39 - 55 cm	39 - 55 cm	44 - 58 cm
	Understell Reise	33 - 43 cm	36 - 44 cm	38 - 48 cm
	Understell Hydraulisk HL	51 - 78 cm	51 - 78 cm	51 - 78 cm
Setebredde m.lårstøtter(*) og standard		20*/25*/30 cm	25*/30*/36 cm	33*/38*/43 cm
Setedybde		20/23/25/28 cm	29/32/34/37 cm	37/40/42/44 cm
Høyde armlene standard minimum		12 cm	12 cm	12 cm
Høyde alternative armlene		13,5 cm	17 cm	20 cm
Ryggbredde		29 cm	34 cm	41 cm
Benstøtte lengde		22 - 34 cm	27 - 39 cm	34 - 44 cm
Ryggghøyde		42 cm	50 cm	62 cm
Maks. høyde over toalett	Understell Standard	52 cm	52 cm	52,5 cm
	Understell Reise	38 cm	38 cm	42 cm
Høyde	Understell Badekar	25 cm	25 cm	-
Totaltlengde	Understell Standard	79 cm	79 cm	86 cm
	Understell Reise	71 cm	71 cm	74 cm
	Understell Hydraulisk HL	84 cm	84 cm	87 cm
Lengde	Understell Badekar	58 cm	58 cm	-
Ryggvinkel		(-)6°, 6°, 18°	(-)6°, 6°, 18°	(-)6°, 6°, 18°
Setetilt		(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°
		(-)15° - 15°	(-)15° - 15°	(-)15° - 15°
Maks brukervekt		34 kg	68 kg	113 kg
Mål Hygieneåpning bredde x høyde		8x20 cm	9x25 cm	11x30 cm

HTS

Bestillingsdata

Hovedprodukt	Varenr	HMS art nr	Fratrekk	Antall
Dusjtoastol HTS str1 sb30 sd20-28 sh41-58 hjul armlene oppfell benst hel tilt -5-25gr pols	4500-1073	242773		
Dusjtoastol HTS str2 sb36 sd25-36 sh41-58 hjul armlene oppfell benst hel tilt -5-25gr pols	4500-1074	242774		
Dusjtoastol HTS str3 sb43 sd38-46 sh41-58 hjul armlene oppfell benst hel tilt -5-25gr pols	4500-1075			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>HTS str1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>HTS str2</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>HTS med High-Low understell (tilbehør)</p> </div> </div>				
Evt fratrekk/varebytte	Varenr	HMS art nr	Fratrekk	Antall
Armlener dusjtoastol HTS std str1 oppfell par	4513-1043			
Armlener dusjtoastol HTS std str2 oppfell par	4313-1044			
Armlener dusjtoastol HTS std str3 oppfell par	4513-1095			
Understell dusjtoastol HTS str1 std tilt -5 til 25gr	4502-1038			
Understell dusjtoastol HTS str2 std tilt -5 til 25gr	4502-1039			
Understell dusjtoastol HTS str3 std tilt -5 til 25gr	4502-1069			
Setepolster dusjtoastol HTS str1 åpent hull	4521-1022	242888		
Setepolster dusjtoastol HTS str2 åpent hull	4521-1023	242890		
Setepolster dusjtoastol HTS str3 åpent hull	4521-1051			
Tilbehør	Varenr	HMS art nr	Fratrekk	Antall
Understell High-Low dusjtoastol HTS str1-2 hyd sh51-78 tilt man -5 til 25gr	4502-1035	242900		
Understell High-Low dusjtoastol HTS str 3 hyd sh51-78 tilt man -5 til 25gr	4502-1070			
Understell dusjtoastol HTS str1 stasjonær u tilt og hjul	4502-1040	242901		
Understell dusjtoastol HTS str2 stasjonær u tilt og hjul	4502-1041	242902		
Understell dusjtoastol HTS badekar	4502-1037	242898		
Understell dusjtoastol HTS str1-2 reise smlb m veske	4502-1057	242899		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Understell standard</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Understell stasjonær</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Understell badekar</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Understell reise m veske</p> </div> </div>				
Abduksjonskloss str1-2	4513-1039	242866		
Abduksjonskloss str2-3	4513-1040	242867		
Ankelstroppe str1-2	4512-1048	242868		
Ankelstroppe str 3	4512-1076			
Lårstøtter dusjtoastol HTS liten str1-2 par oppfellbare armlener	4513-1056	242880		
Lårstøtter dusjtoastol HTS liten str2-3 par oppfellbare armlener	4513-1057			
Bord/armstøtte dusjtoastol HTS str1	4514-1014	242872		
Bord/armstøtte dusjtoastol HTS str2	4514-1015	242873		
Bord/armstøtte dusjtoastol HTS str3	4514-1016			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Abduksjonskloss</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ankelstroppe</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Armlener avtakbare (alternativ løsning)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Bord</p> </div> </div>				

Tilbehør	Varenr	HMS artnr	Fratrekk	Antall
Kjørehåndtak dusjtoastol HTS par	4513-1042	242874		
Leggstøtte str1-2	4512-1049	242875		
Leggstøtte str 3	4512-1077			
Lokk plastbekken dusjtoastol HTS str1	4502-1051	242876		
Lokk plastbekken dusjtoastol HTS str2	4502-1052	242877		
Armlener dusjtoastol HTS str1 lav avtakbar par (alternativ løsning)	4513-1046	242870		
Armlener dusjtoastol HTS str2 medium avtakbar par (alternativ løsning)	4513-1047	242871		
Armlener dusjtoastol HTS str3 høy avtakbar par (alternativ løsning)	4513-1045	242869		
Lårstøtter dusjtoastol HTS liten str1-2 par avtakbare armlener (alternativ løsning)	4513-1054	242878		
Lårstøtter dusjtoastol HTS stor str2-3 par avtakbare armlener (alternativ løsning)	4513-1055	242879		
Kryssvest dusjtoastol HTS str1 bryst/skulder	4512-1063	242881		
Kryssvest dusjtoastol HTS str2 bryst/skulder	4512-1064	242882		
Kryssvest dusjtoastol HTS str3 bryst/skulder	4512-1078			
Sidestøtter rygg dusjtoastol HTS str1-2 par	4513-1032	242891		
Sidestøtter rygg dusjtoastol HTS str1-2 par m stropp	4513-1034	242892		
Sidestøtter rygg dusjtoastol HTS str2-3 par	4513-1033	242893		
Sidestøtter rygg dusjtoastol HTS str2-3 par m stropp	4513-1035	242894		



Kjørehåndtak par



Leggstøtte



Lårstøtter par



Kryssvest



Sidestøtter par

Setepolster dusjtoastol HTS str1 lukket hull	4521-1020			
Setepolster dusjtoastol HTS str2 lukket hull	4521-1021			
Setepolster dusjtoastol HTS str3 lukket hull	4521-1047			
Setepolster dusjtoastol HTS str1 hel u hull	4521-1024	242887		
Setepolster dusjtoastol HTS str2 hel u hull	4521-1025	242889		
Setepolster dusjtoastol HTS str3 hel u hull	4521-1050			
Sete+ryggpolster dusjtoastol HTS str1 sete hel u hull	4521-1030	242883		
Sete+ryggpolster dusjtoastol HTS str1 sete åpent hull	4521-1028	242884		
Sete+ryggpolster dusjtoastol HTS str2 sete hel u hull	4521-1031	242885		
Sete+ryggpolster dusjtoastol HTS str2 sete åpent hull	4521-1029	242886		
Sete+ryggpolster dusjtoastol HTS str3 sete hel u hull	4521-1048			
Sete+ryggpolster dusjtoastol HTS str3 sete åpent hull	4521-1049			



Sete og ryggpolster, sete åpent hull (std)



Sete og ryggpolster, sete uten hull



Sete og ryggpolster, sete lukket hull



Sprutskjerm



Sprutskjerm stor

Sprutskjerm dusjtoastol HTS str1-2	4513-1037	242896		
Sprutskjerm dusjtoastol HTS stor mod	4513-1036	242895		
Tilt converter dusjtoastol HTS -15 til 15gr	4513-1038	242897		
Feste for toalett	4503-1005			
Tjenester	Varenr	HMS artnr	Fratrekk	Antall
Tilpasning/rep pr time				
Reisetid pr time				
Km				



medemagruppen